

PHENIX NANO PORTABLE

LA SOLUTION
PORTABLE ET
ERGONOMIQUE

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE ET
FONCTIONNELLE








PHENIX[®]
Care & Movement

PHENIX NANO PORTABLE

AMENEZ L'EXPERTISE ET LA TECHNOLOGIE PHENIX PARTOUT AVEC VOUS !

Les PHENIX Nano Portable Uro et Physio Uro sont la solution pour les physiothérapeutes qui ont besoin de mobilité dans leur cabinet. Légers et compacts, ils embarquent dans leurs tablettes les programmes et protocoles dont vous avez besoin en soins. Ils allient expertise, simplicité d'usage, légèreté et mobilité pour une efficacité maximale du travail de rééducation.



-  Mobile
-  Informatique intégrée
-  De 80 à 180 programmes configurables
-  Écran tactile
-  Interface simple et ergonomique

LES OPTIONS

POD Universel
POD MultiPatients (sur la version Nano Physio Uro)
Manomètre 1 voie



POD Universel



POD MultiPatients



Manomètre 1 voie

LA SOLUTION MOBILE DE RÉÉDUCATION EN MOUVEMENT



L'assistant thérapeutique Intégré à votre Nano vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient(e) en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !



Rééduquer en mouvement

Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !




Qualité de l'électrostimulation et du biofeedback : la technologie PHENIX !

La pertinence de l'alliance d'une électrostimulation de qualité à un biofeedback optimisé permet d'accélérer la récupération sensorimotrice. La rééducation assistée par ce couple gagnant est plus efficace et permet d'inscrire le patient(e) dans un parcours de soin efficient.



POD Stimulation/Biofeedback

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/ récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



UNE UTILISATION SIMPLE ET EFFICIENTE

- 1 - Reportez les signes cliniques du patient via un QCM
- 2 - L'assistant propose un protocole global en ESF/BFB adapté à votre patient(e)
- 3 - Sauvegardez le protocole sur une fiche patient pour lancer les programmes de manière simple au fil des séances.



Destination / Caractéristiques

Les PHENIX NANO Portable Uro et PHENIX Nano Portable Physio Uro sont des dispositifs de physiothérapie permettant de générer des courants d'électrostimulation neuro-musculaire et d'acquérir des signaux physiologiques. Ils sont indiqués dans le cadre de la prise en charge par rééducation fonctionnelle d'un trouble du plancher pelvien et/ou d'un trouble de l'appareil locomoteur.

Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.



Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le PHENIX Nano est un dispositif médical de classe IIA.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ
VIVALTIS

www.vivaltis.com



Electronic Concept Lignon Innovation (raison sociale) Vivaltis (nom commercial)

Parc Eureka - 200 rue de Thor 34000 MONTPELLIER - France

Tél : (+33) 4 67 27 48 89 - Email : marketing@vivaltis.com

S.A.S.U. au capital de 249520€

Siret: 42381946500034 - APE : 2660Z

N° Intracommunautaire : FR61423819468

SRN : FR-MF-000006594

Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'oeuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.