

# PHENIX LIBERTY

LA SOLUTION  
COMPLÈTE  
DES EXPERTS

RÉÉDUCATION  
PÉRINÉALE  
ET FONCTIONNELLE



**PHENIX**<sup>®</sup>  
Care & Movement

# PHENIX LIBERTY

PLUS ERGONOMIQUE, PLUS INTUITIF, PLUS SIMPLE, TOUJOURS AUSSI EXPERT !

Le PHENIX Liberty est LA solution pour les spécialistes de la périnéologie, les groupes et les services hospitaliers. Ultra complet, il intègre tous les programmes et protocoles dans son système informatique et permet de traiter jusqu'à quatre patients à la fois\*. Il allie expertise et simplicité d'usage pour une efficacité maximale du travail de rééducation.

-  Polyvalent
-  Informatique intégrée
-  Plus de 250 programmes configurables
-  Écran et clavier tactiles
-  Interface simple et experte
-  Évolutif grâce aux options



Clavier sensible avec touchpad géant intégré



4 embases de chargement pour les PODs



## LES OPTIONS

POD Universel  
POD Multipatients  
POD Interférentiel  
Manomètre (1 à 3 voies)  
Sonde TULIPE



POD Universel




POD Multipatients



POD Interférentiel



Manomètre 1, 2 ou 3 voies



Sonde manométrique anorectale



Sonde TULIPE

\* En stimulation et avec 3 PODs Multipatients autonomes optionnels

# TOUTE L'EXPERTISE PHENIX DANS UN SEUL APPAREIL



L'assistant thérapeutique Intégré à votre Liberty, il vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !



**Rééduquer en mouvement** Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !



## **POD Stimulation/Biofeedback**

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



## UN PARCOURS DE SOINS EFFICIENT

### Bilans

- Bilans des atteintes périnéo-sphinctériennes chez la femme, l'homme et l'enfant
- Bilans des atteintes neuro-périphériques

### Prise en charge par rééducation fonctionnelle :

- D'un trouble du plancher pelvien
- D'un trouble de l'appareil locomoteur

### Analyses

- Améliorer les réseaux de prescriptions
- Grâce à des données d'analyse et de comparaison poussées, faites le point sur les résultats obtenus au cours des séances



## Destination / Caractéristiques

Le PHENIX Liberty est un dispositif de physiothérapie permettant de générer des courants d'électrostimulation neuro-musculaire et d'acquérir des signaux physiologiques. Le PHENIX Liberty est indiqué dans le cadre de la prise en charge par rééducation fonctionnelle d'un trouble du plancher pelvien et/ou d'un trouble de l'appareil locomoteur.

Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.



## Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

## Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

## Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

## Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'oeuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

## Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le PHENIX Liberty est un dispositif médical de classe IIB.



# PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ VIVALTIS

[www.vivaltis.com](http://www.vivaltis.com)



## Electronic Concept Lignon Innovation (raison sociale) Vivaltis (nom commercial)

Parc Eureka - 200 rue de Thor 34000 MONTPELLIER - France

Tél : (+33) 4 67 27 48 89 - Email : [marketing@vivaltis.com](mailto:marketing@vivaltis.com)

S.A.S.U. au capital de 249520€

Siret: 42381946500034 - APE : 2660Z

N° Intracommunautaire : FR61423819468

SRN : FR-MF-000006594