

PHENIX USB MICRO

L'ESSENTIEL
DE LA
TECHNOLOGIE
PHENIX

RÉÉDUCATION
PÉRINÉALE ET
FONCTIONNELLE



PHENIX®
Care & Movement

PHENIX USB MICRO

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE DE RÉÉDUCATION EN MOUVEMENT

Le PHENIX USB Micro est la solution pour les physiothérapeutes qui souhaitent un produit polyvalent et évolutif. Version standard ou Full, son plateau thérapeutique peut être adapté à vos besoins au fil de votre pratique. Avec le PHENIX USB Micro, accédez à l'essentiel de la technologie PHENIX sans renoncer à une évolution ultérieure vers des fonctions expertes.



Polyvalent



Plateau thérapeutique et logiciel évolutif



Interface simple et ergonomique



160 à 250 programmes selon la version



Rééducation périnéale en mouvement



Bilans des atteintes périnéo-sphinctériennes intégrés



Démarrez, pratiquez, évoluez !

Le plateau technique standard

- Actions thérapeutiques adaptées pour les troubles périnéo-sphinctériens courants chez la femme, l'homme et l'enfant
- Bilans des atteintes périnéo-sphinctériennes féminines et masculines

Les options évolutives expertes

- Actions drainantes et trophiques par stimulation du muscle lisse
- Actions thérapeutiques dédiées à l'appareil locomoteur : renforcement musculaire, amélioration de la commande motrice, antalgique, décontractante, etc.
- Pathologies circulatoires et trophiques
- Bilans experts des atteintes périnéo-sphinctériennes
- Pathologies neurologiques centrales et périphériques
- Reprogrammation du réflexe de verrouillage périnéal et de ses coactivations
- Bilans pédiatriques des atteintes périnéo-sphinctériennes
- Bilan et traitement des atteintes neuro-périphériques

LES OPTIONS

POD Universel
POD Interférentiel
Manomètre Numérique (1 ou 2 voies)
Télécommande



POD Universel



POD Interférentiel



Manomètre Numérique
1 ou 2 voies



Télécommande

Passez en mode expert simplement avec la version Full du Micro !

DEUX VERSIONS, UNE SEULE EXPERTISE !



Qualité de l'électrostimulation et du biofeedback : la technologie PHENIX !

La pertinence de l'alliance d'une électrostimulation de qualité à un biofeedback optimisé permet d'accélérer la récupération sensorimotrice. La rééducation assistée par ce couple gagnant est plus efficace et permet d'inscrire le patient(e) dans un parcours de soin efficient.



POD StimBio - Stimulation/Biofeedback

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



Rééduquer en mouvement

Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !



L'assistant thérapeutique Intégré à votre Micro vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient(e) en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !





Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

Configuration PC minimum requise pour le logiciel DAL V7 :

- Système d'exploitation : Windows 10 ou Windows 11 (64 bits) (incompatible avec MAC OS, Linux, Windows RT et Android)
- Vitesse du processeur 2 GHz.
- Mémoire RAM : 8 Go
- Disque dur : 100 Go
- 2 Port USB distants d'au moins 11 mm
- Résolution : 1920 x 1080 (optimum), 2560 x 1440 (maximum)



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les PHENIX USB Micro & Micro Full sont des dispositifs médicaux de classe IIb.



PHENIX®
Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ VIVALTIS
www.vivaltis.com



Electronic Concept Lignon Innovation (raison sociale) Vivaltis (nom commercial)

Parc Euréka — 200 rue de Thor — 34000 Montpellier France
Tél. : (33) 4 67 27 48 89 - Fax : (33) 4 67 27 15 49
E-mail : marketing@vivaltis.com

SASU au capital de 249 520 €
Siret : 42381946500034 - APE : 2660Z
N° Intracommunautaire : FR61423819465
SRN : FR-MF-000006594

Destination / Caractéristiques

Les PHENIX USB Micro & Micro Full sont des dispositifs de physiothérapie permettant de générer des courants d'électrostimulation neuro-musculaire et d'acquies des signaux physiologiques. Ils sont indiqués dans le cadre de la prise en charge par rééducation fonctionnelle d'un trouble du plancher pelvien et/ou d'un trouble de l'appareil locomoteur. Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.

Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'œuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.