



LA PREMIÈRE TECARTHRAPE
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE



CHOISISSEZ LA CONFIGURATION IDÉALE POUR VOS BESOINS ET CEUX DE VOS PATIENTS

DANS QUEL DOMAINE TRAVAILLEZ-VOUS ?

- RÉADAPTATION SPORTIVE
- RÉADAPTATION DERMATO-FONCTIONNELLE
ET LA PHYSIOSTHÉSIE
- RÉÉDUCATION DU PLANCHER PELVIEN
- RÉADAPTATION MUSCULO-SQUELETTIQUE
 - CHRONIQUES ET AIGUËS
 - POST-TRAUMATIQUE
 - POST-OPÉRATOIRE

QUELLES TECHNIQUES INTÉGREZ-VOUS ?

- THÉRAPIE FASCIAL
- THÉRAPIE MANUELLE
- EXERCICE THÉRAPEUTIQUE
- OSTÉOPATHIE

YOUJECARX



Grâce au configurateur en ligne, vous pouvez personnaliser chaque aspect de votre nouvelle YoutecarX, des caractéristiques techniques aux accessoires en passant par la couleur.

Configurez-le maintenant sur
www.youtecarx.com



QUE PUIS-JE
CONFIGURER ?

TOUS!

CONFIGUREZ MAINTENANT

POTENZA 250 WATT

FREQUENZE ON DEMAND

EMISSIONE ATHERMY PACK

USCITA AUX ON

JOULE MODE ON

COLORE



UNIPOLARE ●●●●

BIPOLARE ●●

APP. DINAMICHE ●●●●

APP. AUTO ●●

INTIMITY ●●●●●

FISIOESTETICA ●●●●●

FASCIA ●●



CONFIGURATION PAS À PAS

Créez votre propre thérapie Tecar

Noyau et système
Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

Sortie auxiliaire
La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires
Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

Utilitaire
Sac, chariot et consommables pour compléter votre installation

Finitions
YoutecarX est disponible en différentes couleurs.
Choisissez le vôtre !

POUVOIR

150 watts (inclus)
200 watts
250 watts

Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

FRÉQUENCES

500 kHz (inclus)
Pack standard 3 fréquences.
(500 kHz / 750 kHz / 1 MHz)
Fréquences du pack à la demande 4
(500 kHz + 3 fréquences au choix : 300 kHz et 1 MHz)

Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires

Appareils conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

PROBLÈME

Suite (incluse)
Sensible à l'athermie
(HEA) Athermie à haute énergie
Pack Athermy (Sensible + HEA)

Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YoutecarX

Finitions

YoutecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.

SORTIE AUXILIAIRE

AUGMENTER L'EFFICACITÉ PAR YOUTECARX

La sortie AUX multifonctionnelle est la clé pour obtenir des performances optimales lors de l'utilisation d'accessoires et de systèmes d'application spécifiques.

MODE JOULE : mode de travail innovant qui comprend un système matériel et logiciel spécifique

Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires

Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YoutecarX

Finitions

YoutecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.

ACCESSOIRES

PLUS DE 40
ACCESSOIRES



Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission



Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.



Accessoires

Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques



Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YoutecarX




Finitions

YoutecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.


UNIPOLAIRE

CODE	DESCRIPTION
YTX-MAN-U	Pièce à main pour applications unipolaires Res/Cap
CABLE-U	Câble pour applications unipolaires Res/Cap
YTX-ELCAP41	Électrode capacitive unipolaire Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Électrode capacitive unipolaire Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Électrode capacitive unipolaire Ø 81 mm
YTX-ELRES41	Électrode résistive unipolaire Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Électrode résistive unipolaire Ø 61 mm
YTX-ELRES81	Électrode résistive unipolaire Ø 81 mm
ELNH	Plaque d'acier neutre 14x20 cm



BIPOLAIRE

CODE	DESCRIPTION
YTX-MAN-B	Pièce à main pour applications bipolaires Res/Cap
YTX-ELCAP41B	Électrode capacitive bipolaire Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Électrode capacitive bipolaire Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Électrode capacitive bipolaire Ø 81 mm
YTX-VERT	Électrode résistive bipolaire paravertébrale avec têtes à distance réglable



NEUTRE DYNAMIQUE®

CODE	DESCRIPTION
YTX-MAN-ND	Pièce à main dynamique neutre®
Câble YTX-Multiple	Capavo Multifonction Aux
YTX-ELND41	Électrode neutre dynamique® Ø 61 mm
YTX-ELND61	Électrode neutre dynamique® Ø 61 mm
YTX-ELNDB	Électrode neutre dynamique® Ø 81 mm




APPLICATIONS AUTOMATIQUES

CODE	DESCRIPTION
ELAUTO	Kit d'application statique automatique comprenant : - Câble de connexion avec connexions 4 pinces à électrodes résistives en acier 2 bandes élastiques en toile




INTIMITÉ

CODE	DESCRIPTION
YTX-MAN-B	Pièce à main pour applications bipolaires Res/Cap
ENDO	Pièce à main complète avec sonde vaginale unipolaire en acier chirurgical Ø 20 mm
YTX-ENDO-B	Pièce à main complète avec sonde bipolaire vaginale en acier chirurgical Ø 20 mm
ENDO-A	Pièce à main complète avec sonde anale unipolaire en acier chirurgical Ø 12 mm
YTX-MAN-B	Pièce à main pour applications bipolaires Res/Cap
YTX-ELCAP41B	Électrode capacitive bipolaire Ø 41 mm
ELAUTO	Kit d'application statique automatique comprenant : Câble de connexion avec connexions 4 pinces à électrodes résistives en acier 2 bandes élastiques en toile
INDIQUER	Unipointer



BEAUTÉ

CODE	DESCRIPTION
YTX-ELCAP41	Électrode capacitive unipolaire Ø 41 mm
YTX-ELCAP61	Électrode capacitive unipolaire Ø 61 mm
YTX-ELCAP81	Électrode capacitive unipolaire Ø 81 mm
YTX-ELRES41	Électrode résistive unipolaire Ø 41 mm
YTX-ELRES61	Électrode résistive unipolaire Ø 61 mm
YTX-ELRES81	Électrode résistive unipolaire Ø 81 mm
YTX-ELCAP41B	Électrode capacitive bipolaire Ø 41 mm
YTX-ELCAP61B	Électrode capacitive bipolaire Ø 61 mm
YTX-ELCAP81B	Électrode capacitive bipolaire Ø 81 mm
ELAUTO	Kit d'application statique automatique comprenant : Câble de connexion avec connexions 4 pinces à électrodes résistives en acier 2 bandes élastiques en toile
INDIQUER	Unipointer



TRIGGER & BAND

CODE	DESCRIPTION
IASTM-2	Outil multifonction Band
INDIQUER	Unipointer



MODE JOULE

Un système révolutionnaire qui combine logiciel et matériel. L'activation du mode Joule permet à l'opérateur de contrôler la quantité d'énergie délivrée aux tissus cibles.

< JOULE

Indiquez la quantité d'énergie en joules.



Énergie totale
9 600 J

Système statique
CONTOUR



COMMENCER LA THÉRAPIE



MODE JOULE

L'énergie est calculée par un logiciel spécifique qui mesure les joules absorbés. Ce système permet d'administrer la dose d'énergie la plus efficace pour une pathologie donnée, en se basant sur des données scientifiques.

- Kit pieuvre inclus

 **JOULE**

RÉSUMÉ DE LA THÉRAPIE

4 électrodes

CONTOUR PETIT
FLEX PETIT



Surface

128 cm²



Émission maximale

16,0 JOULE/SEC

Énergie totale

9 600 J

Durée estimée


20h00

COMMENCER LA THÉRAPIE 

MODE JOULE



- Kit Contour/Octopus

DESCRIPTION
8 électrodes de contour, grande taille
8 électrodes de contour, petite taille
8 électrodes de contour, taille neutre
1 moyeu contour noir
1 moyeu contour blanc
2 bandes élastiques en toile de 100 cm
1 rouleau de bande Kinesio




MODE JOULE

MODE UNIPOLAIRE



PORTABILITÉ



Le sac trolley YTX peut contenir votre
appareil et tous ses accessoires !

(Dimensions cabine IATA)

Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires

Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YoutecarX

Finitions

YoutecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.

CONSOMMABLES

NOUVEAUTÉ!

Gel intime

Crème pure



Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires

Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YoutecarX

Finitions

YoutecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.

COULEURS



Noyau et système

Choisissez la puissance, la gamme de fréquences et le type d'émission

Sortie auxiliaire

La sortie auxiliaire est la clé qui ouvre tout un monde de nouvelles possibilités.

Accessoires

Applicateurs conçus pour atteindre des objectifs thérapeutiques spécifiques

Utilitaire

Sac, chariot et consommables pour compléter votre YotecarX

Finitions

YotecarX est disponible en cinq couleurs différentes, choisissez celle que vous préférez.

CONFIGURATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Créez votre YoutecarX

Configuration de base :

Puissance : 150 watts

Fréquence : 500 kHz

Alimentation : unipolaire

Émission : Continue



Matériel : • 1 câble

d'alimentation • 1 câble pour

applications unipolaires • 1 pièce à main

unipolaire • 1 électrode

neutre en acier • 1 électrode

résistive Ø 61 mm • 1 électrode

capacitive Ø 61 mm • câble complet avec

pince pour électrode neutre jetable • électrodes neutres jetables à gel
adhésif (5 unités)

Options de personnalisation :



Pouvoir

200 watts

250 watts



Fréquences

Pack standard

Pack à la demande



Émission


Sensible à l'athermie

athermie à haute énergie

Pack Athermy (Sensible + HEA)



Sortie auxiliaire



Utilitaire

Valise à roulettes, sac à roulettes,
Consommables



Bipolaire



Applications automatiques



Neutre dynamique®



Kit pieuvre



Intimité



Beauté



Déclencheur et fascia



Mode Joule (logiciel + matériel)



Couleur

BASE YOUTECARX

PRÊTS À L'ACTION

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer



Configuration:

PUISSANCE : 150 Watts

FRÉQUENCE : 500 kHz

FOURNITURE : Unipolaire

PROBLÈME : Suite

Accessoires fournis :

- 1 câble d'alimentation
- 1 câble pour applications unipolaires •
- 1 pièce à main unipolaire
- 1 électrode neutre en acier
- 1 électrode résistive Ø 61 mm • 1
- électrode capacitive Ø 61 mm • câble
- complet avec pince pour électrode
- neutre jetable,
- électrode neutre adhésive
- gel jetable (5 pièces)

INSPIRATIONS

YTX EST NÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LES PLUS LARGES DE LA
PHYSIOTHÉRAPEUTE

YouTecarX est entièrement personnalisable, mais si vous préférez, vous pouvez choisir l'une des configurations suggérées, conçues pour des zones de traitement spécifiques : Sport, Intimité, Beauté, Fascia, FisioTop, Joule.

Découvrez les inspirations que nous avons créées pour vous !

LES CONFIGURATIONS INSPIRANTES BÉNÉFICIENT D'UNE RÉDUCTION DE 5 % SUR LE PRIX
PRIX CATALOGUE



SPORT

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 250 W
- FRÉQUENCE : 500 kHz – 750 kHz – 1 MHz (Pack de fréquences standard)
- LIVRAISON : Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus)
- ÉMISSION : Pack Athermy (HEA + Sensible) • 2
électrodes unipolaires résistives (Ø 41, 81 mm) • 2
électrodes unipolaires capacitives (Ø 41, 81 mm) • 1 pièce
à main Dynamic Neutral® • 1 électrode
Dynamic Neutral® (Ø 61 mm)
- 1 kit de pieuvre

BEAUTÉ

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 200 W
- FRÉQUENCE : 500 kHz – 750 kHz – 1 MHz (gamme de fréquences standard) • DIFFUSION : Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus) • ÉMISSION : Sensible à l'athermie
- 1 électrode unipolaire résistive (Ø 81 mm) • 1 électrode unipolaire capacitive (Ø 81 mm) • 1 pièce à main pour applications bipolaires résistives/capacitives • 1 électrode bipolaire résistive pour lifting facial • 1 électrode bipolaire capacitive (Ø 41 mm) • 1 pointeur unipolaire

YOULECAR



INTIMITÉ

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 200 W
- FRÉQUENCE : 500 kHz – 750 kHz – 1 MHz (gamme de fréquences standard) • DIFFUSION : Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus) • ÉMISSION : Sensible à l'athermie
- 1 électrode unipolaire résistive (Ø 41 mm) • 1 électrode unipolaire capacitive (Ø 41 mm) • 1 pièce à main pour électrodes bipolaires résistives/capacitives • 1 électrode bipolaire capacitive (Ø 41 mm) • 1 pièce à main pour l'intimité avec sonde vaginale unipolaire Ø 20 mm • 1 pièce à main pour l'intimité avec sonde anale unipolaire Ø 12 mm • 1 kit Elauto pour applications statiques-automatiques

GROUPE

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 200 W
- FRÉQUENCE : 300 kHz – 500 kHz – 750 kHz – 1 MHz (Pack de fréquence à la demande) • DIFFUSION : Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus) • ÉMISSION : HEA (Athermie haute énergie) • 1 outil multifonction
- 1 pièce à main pour électrodes bipolaires Res/Cap • 3 électrodes bipolaires capacitives (Ø 41, 61, 81 mm) • 1 électrode résistive bipolaire paravertébrale avec têtes à distance réglable • 1 pointeur unipolaire

JOULE

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 200 W

- FRÉQUENCE : 500 kHz (incluse) • SORTIE :

Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus) • ÉMISSION : Continue (incluse) • MODE

JOULES : Activé

- 1 kit de pieuvre

PHYSIOTOP

ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT VERSION DE BASE +

- PUISSANCE : 250 W
- FRÉQUENCE : 300 kHz – 500 kHz – 750 kHz – 1 MHz (Pack Fréquence à la demande)
- LIVRAISON : Sortie auxiliaire activée (câble multifonction inclus)
- ÉMISSION : Pack Athermy (Sensitive + HEA) • 2
électrodes capacitatives unipolaires (Ø 41, 81 mm) • 2
électrodes résistives unipolaires (Ø 41, 81 mm) • 1 pièce
à main avec électrode bipolaire résistive/capuchonnée •
3 électrodes capacitatives bipolaires (Ø 41, 61, 81 mm) • 1
électrode résistive bipolaire paravertébrale avec têtes à distance réglable • 1 pièce à main Neutro
Dinamico® • 3 électrodes Neutro Dinamico®
(Ø 41, 61, 81 mm) • 1 kit Octopus



YOU1ECAR

